

OXIMETRO DE PULSO de DEDO CMS50D



Parámetros Técnicos

- Integrado con sensor SpO2 y display
- Aplicación: Hospitales , domicilio, centros deportivos
- Medición de SpO2 y Frecuencia de Pulso, curva de pulso
- Indicador de batería bajo nivel
- Posición variable del Display
- Ajuste brillo de display
- Bajo consumo de energía
- Equipo compacto y liviano 57x 31x 32mm
- Display OLED de 0.96" Bicolor
- Resolución 128x64
- Rango SpO2 0 a 100%
- Rango FR 30 a 250 ppm
- Resolución 1% SpO2 , 1ppm FR
- Exactitud $\pm 2\%$ (70% a 100%) sin especificar (<70%) para SpO2.
 $\pm 2\text{ppm}$ o $\pm 2\%$ (seleccionar mayor) para FR
- Alimentación 2 pilas alcalinas AAA
- Funcionamiento hasta 36hs continuas
- Resistente ante interferencias de luz ambiente y medición con baja perfusión