

# Vaporizador Penlon Sigma Delta

SOLUCIONES DE ANESTESIA

- ◆ Múltiples opciones de agentes y bloques de llenado
- ◆ Cinco tipos de montaje incluyendo el Sistema Dräger con Auto-Exclusion
- ◆ Performance optima, especialmente a bajos flujos
- ◆ Libre de mantenimiento\*
- ◆ De bajo peso



# Vaporizador Penlon Sigma Delta

SOLUCIONES DE ANESTESIA




El vaporizador Sigma Delta entrega concentraciones exactas de agente bajo diversas condiciones de flujo y temperatura, particularmente a bajos flujos


Tipo de Vaporizador	Sevoflurano 8% Tipo de llenado			Isoflurano 5% Tipo de llenado		Halotano 5% Tipo de llenado	
	Llenado directo	Llenado con tubo específico	Quik-Fit	Llenado directo	Llenado con tubo específico	Llenado directo	Llenado con tubo específico
Compatible con Selectatec con Interlock (o seguro lateral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con Dräger Plug-In con Interlock (o seguro lateral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con Dräger con Auto Exclusion*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conexion lateral de 23 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con el sistema Dräger Norte Americano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ◆ Llenador con tubo específico, Quik-Fill o Llenado directo
- ◆ Sevoflurano, Isoflurano y Halotano
- ◆ Selectatec®, Dräger Plug-In®, Dräger Auto-Exclusion®†, North American Dräger, Cagemount (o anclaje directo)
- ◆ Diseño galardonado internacionalmente reconocido


## Grafica de Performancia tipica




## Sistemas de montaje de barra posterior




Compatible con Selectatec con Interlock (o seguro lateral)




Compatible con Dräger Plug-In con Interlock (o seguro lateral)



Compatible con Dräger con Auto-Exclusion\*



Conexion lateral de 23 mm



Compatible con el sistema Dräger Norte Americano



facebook.com/PenlonGlobal



linkedin.com/company/penlon-ltd



twitter.com/PenlonGlobal

1639

Doc No. SD0420SL-EZ / agosto 2020. Penlon, InterMed y Sigma Delta son marcas registradas de Penlon Limited. Todas las demas marcas son propiedad de sus respectivos dueños. \*Asume diez años de vida útil del producto requiriendo ningún servicio de mantenimiento preventivo. Es recomendado que un servicio sea realizado cada diez años. Vaporizadores de Halotano requieren un servicio completo cada cinco años. †Auto Exclusion no disponible en los Estados Unidos.

Parte del Grupo InterMed.

© Penlon Ltd. 2020 Derechos reservados

Penlon Limited  
Abingdon Science Park  
Barton Lane, Abingdon  
OX14 3NB, UK

**General**  
t +44 (0) 1235 547000  
f +44 (0) 1235 547041  
w www.penlon.com

**Ventas Internacionales**  
t +44 (0) 1235 547001  
f +44 (0) 1235 547021  
e international.sales@penlon.com

**Ventas en GB**  
t +44 (0) 1235 547036  
f +44 (0) 1235 547023  
e uk.sales@penlon.com

**Asistencia tecnica**  
t +44 (0) 1235 547060  
f +44 (0) 1235 547061  
e tech.support@penlon.com

