


Soluciones Fenomenales de Tecnología Superior

Serie F15 Monitor Materno fetal



Nuevo

Serie F15 Monitor Materno fetal

Como dispositivo de CTG por excelencia, el monitor fetal de la serie F15 es la combinación perfecta de tecnología avanzada y algoritmo estándar de oro en la nueva era. Con un diseño vanguardista, su aspecto delicado y su fuerte resistencia son la mayor fiabilidad de los fabricantes de equipos médicos, cada transductor parece una obra de arte. Mientras tanto, los flujos de trabajo más inteligentes requieren tecnologías más potentes, como la activación automática del transductor y la carga inalámbrica, para mantener el proceso de monitorización en la mano. Considere el F15 no sólo para las necesidades actuales de monitorización, sino también como una plataforma duradera para el futuro.

- Transductor FHR impermeable de 12 cristales
- Diseño de superficie plana y transductor TOCO resistente al agua
- Pantalla TFT-LCD en color de 15.6" de alta resolución
- Permite la monitorización de gemelos y trillizos
- Pantalla táctil proporciona una gran facilidad de uso
- Parámetros de monitorización fetal y materna disponibles
- Tres interfaces de monitorización (fetal/fetal y maternal/maternal)
- Verificación de superposición de señales para separar la FHR de los gemelos/trillizos de la MHR
- Sistema de análisis CTG profesional
- Impresora térmica de larga duración incorporada
- Compatible con papel de registro universal de 150/152 mm
- Compatible con papel de registro estándar americano/internacional
- Almacenamiento y reproducción de formas de onda durante 5000 horas
- Impresión rápida de las trazas almacenadas
- Carga inalámbrica
- Solución de monitorización centralizada por cable e inalámbrica

El F15 podrá configurar el módulo de parámetros inalámbrico y nueva solución TOCO-P, que es capaz de monitorizar el pulso materno sin la SpO₂ o el MECG

Configuración estándar:

- FHR Gemelar, TOCO, MFM, AFM, análisis CTG, pantalla táctil, batería Li-ion

Configuración Opcional:

- FHR Trillizos, MECG, HR/PR, NIBP, SpO₂, TEMP, DECG & IUP, Estimulador Fetal