

Transforme su Forma de Trabajar

FTS-6

Sistema de Monitoreo Centralizado



FTS-6

Sistema de Monitoreo Centralizado

Con un sistema de monitorización central y transductores inalámbricos, el FTS-6 es una estación de trabajo centralizada cuyo objetivo es mejorar la experiencia de monitorización tanto para la enfermera como para la madre. Como producto revolucionario de Edan, cambia la forma de examinar la monitorización fetal de la cabecera a la centralización, aportando un flujo de trabajo racionalizado a la rutina clínica diaria. La futura madre también puede beneficiarse de la libertad de movimiento que le brindan los transductores inalámbricos.

- PC todo en uno de 21.5 pulgadas con pantalla táctil opcional
- Monitorización centralizada para hasta seis pacientes con un solo feto, y una paciente con gemelos
- Permite la monitorización de gemelos y trillizos
- Transductor de ultrasonido inalámbrico de 12 cristales
- Monitorización con transductores Wi-Fi para la máxima flexibilidad de la paciente
- Emparejamiento arbitrario de los transductores US y TOCO
- Emparejamiento automático del transductor con la ventana de monitorización cuando se saca de la estación de trabajo
- Capacidad de seguimiento del transductor
- Potente software de gestión de datos para registrar, analizar, guardar e imprimir datos
- Análisis CTG y NICHD profesional incorporado
- Completo sistema de alarmas para tomar medidas inmediatas
- Impresora externa opcional para ahorrar papel
- Soporta la conexión de todos los monitores fetales Edan
- Visualización simultánea de hasta 15 ventanas de monitorización
- Soporta la conexión HL7 con el HIS