

Ventura

NITRO HB 3350

NITROCARE ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI LOWBED

NITROCARE THREE MOTORS PATIENT BED (LOWBED)



- 1-) El Kumandası
- 2-) Mekanik CPR
- 3-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 4-) Merkezi Fren Sistemi
- 5-) Korkuluk açma kapama özelliği
- 6-) Sökülebilir Baş ucu ve Ayak ucu paneli
- 7-) ABS yatma yüzeyi
- 8-) İdrar Torbası Askılığı
- 9-) Çarpma Korumucu Tamponlar
- 10-) Yüksekliği Ayarlanabilir Serum askılığı
- 11-) Aksesuar Yuvaları

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) Mechanical Cpr
- 3-) 360° Movable Castors
- 4-) Central Brake System
- 5-) Side Rail Open / Close
- 6-) Removable Head And Foot Board
- 7-) Metal Bed Surfaces
- 8-) Urine Bag Holders
- 9-) Protection Bumpers
- 10-) IV Pole
- 11-) Accessories Slot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt Ayak ve Yükseklik Hareketlerini Motor Yardımı İle yapabilmektedir

Amortisörlü Mekanik Mekanizma İle Trendelenburg Hareketi

Karyola Fowler Vaskuler Pozisyonları Alabilmektedir

Portatif Hasta Kontrol Kumandası

Mekanik CPR

Kademeli Mekanizma ile Diz Hareketi Ayarlama

ABS Yatma Yüzeyi

360 Derece dönebilen merkezi kilitli tekerler mevcuttur.

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı

32 Dansite Antibakteriyel Şilte

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest, Legrest, Height Adjustment With Electronic Motors

Fowler And Vascular Position

Hand Control Unit

Knee Adjustment With Gradual Mechanism

Removable Head And Foot Board Made Of ABS

4 Pcs Side Rails Made Of ABS

Metal Bed Surfaces

360° Movable Metal Castors With Linear Brake Systems (125 mm)

Height Adjustable Iv Pole

EXPORT OPTIONS

Foam Or Visco Mattress

125 mm Plastic Castors with Linear Brake

Central Lock (125 mm)

Mechanical Trendelenburg Movement

Abs Bed Surfaces

X-Ray Cassette Holder At Backrest (Hpl)


Full Hpl Bed Surface

Control Panel On Side Rails

Bed Extension

Mechanical CPR / Battery

Lifting Pole (Self Help Pole)



DECORS

1034 MAVİ

1081 KUM BEJİ

NITROCARE®



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.



SIRT HAREKETİ
BACKREST

AYAK HAREKETİ
LEGREST

SIRT - AYAK
BACKREST-LEGREST

DİZ KIRMA
KNEE BREAKING

YÜKSEKLİK
HEIGHT

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG



Çarpma Korumucu Tamponlar
Plastic Protection Bumpers

El Kumandası
Hand Control

Korkuluk Açma Kapama
Rails Control (Open-Close)

ABS Malzemeden İmal
Karyola Yüzeyi
Bed Surface Can Be Made From ABS

Sac Malzemeden İmal
Karyola Yüzeyi
Bed Surface Made From Metal

