

Diagnóstico Preciso y Confiable

Acclarix™ LX9
Sistema de Ultrasonido de Diagnóstico



Transductores y Opciones

C6-2MD  2 - 6 MHz Mecánico Convexo 3D/4D	E9-4M  4 - 9 MHz Mecánico Endocavitario 3D/4D	MC8-4D  4 - 8 MHz Micro-Convexo	E8-4D  4 - 8 MHz Endocavitario
L17-7HD  7 - 17 MHz Lineal de Alta Frecuencia	L17-7SD  7 - 17 MHz Lineal Compacto de Alta Frecuencia	C7-2XD  2 - 7 MHz Convexo de Cristal Único	C5-1D  1 - 5 MHz Convexo
P5-1D  1 - 5 MHz Sectorial	E10-3HD  3 - 10 MHz Endocavitario (200°)	E10-3BD  3 - 10 MHz Endocavitario (200°)	Módulo ECG 

Opción de calentador de gel ultrasónico



Panel de usuario con pantalla táctil ajustable para personalizar su flujo de trabajo



Cinco puertos activos para que el transductor necesario siempre esté listo para su uso



Interfaz de usuario integrada con rotación de 180° y ajuste electrónico de altura



Una Visión Clara

Ultrasonido con imágenes definidas

Creado con la visión de proveer diseños importantes que benefician al usuario, el Acclarix LX9 cuenta con una variedad de innovaciones de diseño para que su trabajo cotidiano sea rápido, eficiente, e intuitivo.


EDAN
A world of potential

Consultas para los EE.UU. y Canadá:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9833 Pacific Heights Blvd., Suite E/F
San Diego, CA 92121-4707 | +1.858.750.3066
www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com

Consultas fuera de los EE.UU. y Canadá:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2019 Edan Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ninguna reproducción, copia o transmisión puede hacerse sin permiso escrito. No todos los productos o características están disponibles en todos los territorios, póngase en contacto con Edan para disponibilidad local.

SPA-US-LX9-V01-20190411


EDAN
A world of potential



Fusión Elegante Flexible y Especializada

Un sistema de ultrasonido que ofrece más en cuanto al rendimiento, innovación y flexibilidad. Desarrollado específicamente para enfrentar los desafíos de los complejos entornos de ultrasonido, el sistema de ultrasonido de diagnóstico Acclarix™ LX9 tiene como objetivo proporcionar un diagnóstico preciso en una aplicación clínica versátil con una calidad de imagen sin igual, un flujo de trabajo inteligente y fácil de usar.

- Monitor médico LCD de alta resolución de 21.5 pulgadas
- Pantalla táctil sensible de 14 pulgadas que libera un funcionamiento eficiente al alcance de la mano
- Interfaz de usuario integrada con rotación de 180° y ajuste electrónico de altura
- Trabajo continuo con dos baterías incorporadas para un largo uso



Cara fetal




Arteria y vena umbilical




Ventrículo izquierdo



Flujo hepático



Regurgitación de la válvula mitral



Elastografía - Quiste de mama

Claridad Impresionante

Imágenes definitivas

Como el sistema más avanzado de Edan, Acclarix LX9 ofrece una calidad de imagen excelente y un flujo de trabajo funcional confiable para satisfacer las necesidades de los médicos en imágenes generales para el diagnóstico clínico diario, que se pueden instalar en cualquier departamento que deseen los profesionales.

- Alta fidelidad con arquitectura alta en número de canales que provee una magnífica resolución, particularmente en anatomía profunda
- Imágenes de Tejido Adaptable (TAI) optimiza automáticamente y de manera continua sus procesos, para un mayor enfoque en el paciente
 - En modo B: TAI mejora múltiples parámetros para obtener imágenes óptimas
 - En Doppler: TAI ajusta el estado de flujo para proveer mejor continuidad, detección de borde y rellenado

Concepto + Diseño



Silicon Valley
USA



Diseño + Manufactura



Shenzhen
China

Mayor Costo-Beneficio

¿Cómo puede EDAN ofrecer tanta innovación Y tanto valor? Capitalizando en la habilidad y experiencia de una compañía global. La tecnología Acclarix es el resultado de la innovación y excelente ingeniería de Silicon Valley; esto, combinado con la experiencia en el diseño y manufactura de China. El Acclarix LX9 provee un rendimiento y valor añadido para una gran variedad de aplicaciones en el campo de ultrasonido.

- Abdominal
- OB/GYN
- Imágenes Difíciles
- Pruebas Cardíacas
- Vascular
- Mama
- Partes Pequeñas
- MSK
- Nervio