

SonoTrax

Doppler Ecográfico de Bolsillo



SonoTrax
Doppler Ecográfico de Bolsillo



Acerca de Edan

Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer productos médicos y servicios orientados al valor, innovadores y de alta calidad. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Imágenes de Ultrasonido
- Diagnóstico In-Vitro
- Monitoreo de Paciente
- Pruebas Point-of-Care
- Veterinaria
- Obstetricia y Ginecología

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas de Edan y de un excelente soporte al cliente.



Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122, P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn



SPA-OB & GYN-SONOTRAX-V3.2-20170117

© 2017 Edan Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ninguna reproducción, copia o transmisión puede hacerse sin permiso escrito. No todos los productos o características están disponibles en todos los territorios, póngase en contacto con Edan para disponibilidad local.



SonoTrax

Doppler Ecográfico de Bolsillo

La sensibilidad superior, el sonido de alta fidelidad, la opción de grabación y la batería recargable opcional de Doppler Ecográfico de Bolsillo SonoTrax aseguran que la serie cumpla con los requisitos de examen rutinario de obstetras y parteras.

Especificaciones

- Visualización: Pantalla LCD de 45 x 25 mm
- Rango de frecuencia cardiaca: 50-210 lpm
- Resolución: 1 lpm
- Tiempo de Grabación: 240 s
- Potencia de Salida de Audio: 1W
- Apagado Automático: 1 minuto sin señal o actividad
- Tamaño: 34 (D) x 89 (W) x 141 (H) mm
- Peso: acerca de 300 g (incluida la batería)



Estuche



Soporte Rodante



SonoTrax II Pro



Cargador de Batería Compacto



Pantalla LCD Retroiluminada



Grabadora Incorporada



Sonda Intercambiable Impermeable

- Fácil de usar
- Diseño compacto
- Soporta batería AA de 1,5 V
- Grabadora de audio incorporada
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Detección precisa del corazón fetal con sonido de alta fidelidad
- Soporta sondas impermeables de 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 5 MHz, 8 MHz
- Recuento automático y manual de FHR
- Sonda intercambiable impermeable
- Apagado automático



SonoTrax Vascular



SonoTrax Lite



SonoTrax Basic



SonoTrax Basic A



SonoTrax Pro



SonoTrax II



SonoTrax II Pro